



**Quicking**  
Pet Rapid Test

Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

# Test de Prueba Rápida

## Distemper Ag

**Tipo de muestra:** Secreciones (nasal/ocular), Suero.

**Detecta:** Antígeno


### Componentes del Kit

10 bolsas de aluminio, cada una contiene:

- 1 casete de prueba
- 1 pipeta desechable
- 1 desecante

- 10 X Buffer de ensayo (0.7 ml cada uno).
- 10 x Hisopos.
- Inserto del producto (instrucciones de uso)

- **Tiempo de obtención de resultados**  
5 a 10 minutos








**Resultados rápidos  
y confiables**



**Registro ICA  
N° 10487-BV**

# Guía de Pruebas Rápidas Veterinarias

| PRUEBA                                                                                                                 | TIPO DE MUESTRA                     | DETECTA                                                                    | PROCEDIMIENTO                                                                         | TIEMPO DE LECTURA (min) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>PARVOVIRUS Ag</b>                 | Materia fecal                       | Antígeno                                                                   |    | 5-10                    |
|  <b>DISTEMPER MOQUILLO Ag</b>         | Secreciones (nasal/ocular)<br>Suero | Antígeno                                                                   |    | 5- 10                   |
|  <b>EHRlichIA Ab</b>                | Suero / Plasma / Sangre total       | Anticuerpos                                                                |  | 15 - 20                 |
|  <b>FIV Ab +FELV Ag</b>             | Suero / Plasma / Sangre total       | Ag ( virus de leucemia felina )<br>Ac ( virus de inmunodeficiencia felina) |  | 10 - 15                 |
|  <b>PARVO + CORONA + GIARDIA Ag</b> | Materia fecal                       | Antígeno                                                                   |  | 5- 10                   |