



Vet-MR GRANDE

SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Su diseño compacto garantiza unos costes de instalación mínimos, a la vez que ofrece un valor excepcional y una de las rentabilidades de la inversión más altas del mercado.

EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN

Optimiza la configuración interna para lograr una calidad de imagen superior, lo que permite diagnósticos fiables y flujos de trabajo más eficientes.

IMPULSADO POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La nueva plataforma tecnológica e-SPADES, compuesta por hardware avanzado y un sofisticado algoritmo de software, permite un examen más rápido, nítido e inteligente.

HARDWARE/SOFTWARE AVANZADO*

La tecnología eXP mejora sustancialmente los exámenes de resonancia magnética al reducir los tiempos de escaneo y mejorar la calidad de imagen. EVO 3D reduce el tamaño del vóxel, lo que permite una reconstrucción multiplanar (MPR) de altísima resolución.

INTERFAZ DE USUARIO DEDICADA

cuenta con una interfaz veterinaria intuitiva con menús desplegables claros y herramientas de posicionamiento precisas, lo que agiliza la planificación de exámenes con orientación de resonancia magnética específica para cada especie.

MANEJO Y MONITOREO DE PACIENTES

La estructura abierta y la amplia mesa para pacientes, junto con el uso de bobinas dedicadas, garantizan un posicionamiento fácil y rápido de los animales.


IMÁGENES POSTQUIRÚRGICAS Y MICROCHIPS

La aplicación de Reducción de Artefactos Metálicos (MAR) es una solución óptima para imágenes postquirúrgicas o cuando hay presentes microchips.


MRI SOSTENIBLE

Un sistema de MRI sin helio y de bajo consumo de energía, diseñado como una solución plug-and-play que elimina la necesidad de líquidos criogénicos. Esto da como resultado costos de mantenimiento significativamente más bajos y proporciona una forma más segura y práctica de gestionar su


VER MÁS CLARO, CUIDAR MEJOR




Cerebro Dorsal
3D SST1



Cerebro Transversal
FSE T2




Eco de espín transversal cerebral T1 pre-post contraste



Columna cervical
Dorsal 3D SST1




Columna cervical
MPR transversal




Cerebro sagital FSE T2




Columna cervical
Sagital FSE T2




Columna cervical
Ecografía de espín sagital T1




Columna cervical
FSE transversal T2



Columna cervical
Ecografía de espín
transversal T1




Eco de gradiente dorsal
de la rodilla T2



Eco de gradiente dorsal
de la rodilla STIR



FSE sagital de
la rodilla PD



Rodilla Transversal
FSE T2