

# PULSOXIMETRO VETERINARIO

El pulsoxímetro digital veterinario de eKuore te permite monitorizar a tus pacientes a través de un APP en tu smartphone en tiempo real. Con el pulsoxímetro digital, podrás utilizarlo durante una operación o durante la hospitalización ya que permite la activación de alarmas. Además, la APP "eKuore Vet" te genera una la tabla de anestesia de forma automática tras la operación.



**ELIMINA EL RIESGO DE ERROR HUMANO**  
Generando automáticamente tablas de anestesia en PDF



**MONITORIZACIÓN REMOTA**  
Supervise fácilmente el estado del paciente durante el posoperatorio a través de su dispositivo inteligente



**MAXIMIZA RECURSOS**  
El pulsoxímetro puede sustituir a un monitor multiparamétrico en operaciones de bajo riesgo y postoperatorios



**MONITORIZACIÓN CONTINUA**  
Sin necesidad de desconectar al paciente durante el transporte de pacientes críticos o durante la realización de pruebas



Portátil e inalámbrico  
No necesita cables, te permite monitorizar el estado del paciente de forma remota durante el postoperatorio



Habilita alertas visuales y sonoras  
Cuando los niveles de se encuentren fuera de rango de SpO2 y PI



Genera tablas de anestesia  
Permite ajustar la duración de cada período (5-10-15 min)

Utiliza el pulsoxímetro veterinario eKuore durante cirugías y el posoperatorios:

Durante cirugías, habilita alertas visuales y sonora cuando los niveles de SpO2 y PI se encuentren fuera de rango. Obtén automáticamente la tabla de anestesia al finalizar la cirugía.

Durante el postoperatorio, monitoriza los niveles de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca, manteniendo las alertas visuales y sonoras cuando los niveles se encuentren fuera de los rangos establecidos durante la cirugía.