

VENTILADOR DE MÁQUINA DE ANESTESIA



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



Modo impulsado: Control electrónico neumáticamente

Modo de respiración: modo de VPPI (Ventilación con Presión Positiva Intermitente) y manual

Volumen : 50 ~ 1600ml

Relación de I: E: 1: 2

Frecuencia respiratoria: 3-40Lpm

Monitorización: Volumen Tidal

Fuelles de animales pequeños, 0 ~ 300ml

Fuelles de animales grandes, 300 ~ 1600ml

Presión de la aerovía: -20 ~ 100H₂O

Fuente de gas: O₂

Medidor: manómetro de oxígeno

Monitorización: Indicador respiratorio, Indicador espiratorio, Indicador de potencia