

GUÍA PRUEBAS RÁPIDAS VETERINARIAS

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	DETECTA	PROCEDIMIENTO	TIEMPO DE LECTURA (min)
PARVOVIRUS Ag	Materia fecal	Antígeno		5-10
DISTEMPER MOQUILLO Ag	Secreciones (nasal/ocular) Suero	Antígeno		5- 10
EHRlichIA Ab	Suero / Plasma / Sangre total	Anticuerpos		15 - 20
FIV Ab +FELV Ag	Suero / Plasma / Sangre total	Ag (virus de leucemia felina) Ac (virus de inmunodeficiencia felina)		10 - 15
PARVO + CORONA + GIARDIA Ag	Materia fecal	Antígeno		5- 10