



RWD

Dispositivo de suministro de oxígeno ROC-5A / ROC-8A especialmente diseñado para aplicaciones clínicas veterinarias. Adoptando el principio de adsorción de oscilación de presión de tamiz molecular, utilizando aire como materia prima, el oxígeno de alta pureza se separa físicamente para satisfacer diversas necesidades clínicas de los veterinarios, y se utiliza ampliamente en las necesidades de suministro de oxígeno clínico veterinario, como el intraoperatorio, postoperatorio, UCI y primeros auxilios.



ROC-5A / ROC-8A

CONCENTRADOR DE OXÍGENO



Máquina multiusos
Para satisfacer diversas necesidades, como el suministro de oxígeno de la máquina de anestesia, el de oxígeno posoperatorio, el de oxígeno en la UCI y el de oxígeno de emergencia.



La producción de oxígeno es interminable
Utilizando aire como materia prima, la producción física de oxígeno no se preocupa por el agotamiento del oxígeno, eliminando el problema del cambio diario del tanque y la inflación, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero.



Silencioso y cómodo
El diseño ultra silencioso proporciona a los operadores con un entorno de trabajo tranquilo y cómodo.



Producción de oxígeno cronometrada
La máquina suministra oxígeno según el tiempo establecido por el usuario y detiene automáticamente el programa de producción de oxígeno.



Monitoreo completo, seguridad del suministro de oxígeno
Alarma de baja concentración de oxígeno y otra alarma anormal, alerta oportuna al operador para tratar con condiciones anormales.



Limpieza de oxígeno de filtración cuádruple
Filtro de algodón, pantalla de filtro, filtro importado, botella humidificadora, la tasa de filtración de bacterias y virus es del 99,999% y el olor a gas se elimina al mismo tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	ROC-5A	ROC-8A
FLUJO DE OXÍGENO	0-5L/min	0-8L/min
PESO	22kg	24kg
PODER	320VA	550VA
CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	93%±3%	
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	~230 V/50Hz; ~110V/60Hz	
PRESIÓN DE SALIDA	40-70kpa	
TAMAÑO	300*360*600mm	
RUIDO	≤43dB	
TUBO DE OXÍGENO	2m*2	

1



Inhalación directa de oxígeno para animales

2



Suministro de oxígeno en la UCI

3



Suministro de oxígeno de la máquina de anestesia: combinación perfecta