



H&O EQUIPMENTS  
Reinventing Cryosurgery

El CryoPen® XP es un instrumento portátil de criocirugía que dispensa un microchorro de óxido nitroso ( $N_2O$ ) a alta presión, permitiendo tratamientos precisos, rápidos y efectivos para la eliminación de lesiones cutáneas benignas.

Diseñado para ofrecer control milimétrico del procedimiento, es ideal para tratamientos seguros, limpios y con mínima afectación del tejido sano.




# CryoPen XP

## CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA

# CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sin anestesia, sin dolor  
El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz. Y requiere mínima atención posterior al tratamiento.
- ✓ Fácil de usar  
Todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme.
- ✓ Trate todas las lesiones cutáneas benignas  
Trate patologías comunes en cuestión de segundos: Adenoma, Distiquiasis, Epulis, Adenoma de párpado, disfunción de las glándulas de Meibomio, Sarcoide, Verrugas, tumores y más....
- ✓ Fácil de manejar  
CryoPen se suministra con su propia gama de aplicadores. Se pueden solicitar cartuchos adicionales, los cuales tienen una vida útil de 3 años y pueden almacenarse a temperatura ambiente.

# ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS



- Aplicador de 1-3mm
- Aplicador de 2-4mm
- Aplicador de 3-5mm
- Aplicador de 5-8mm



Con su set de 4 aplicadores intercambiables, el CryoPen® XP ofrece precisión milimétrica para el tratamiento controlado de lesiones cutáneas pequeñas y medianas.

Cada diámetro permite adaptar la intensidad y profundidad del procedimiento, garantizando resultados efectivos, seguros y conservando el tejido sano circundante.



Sebáceo adenoma



Quiste



Sarcoide



Adenoma perianal



Tumor del párpado



Tumor del oído



Disfunción de las glándulas de Meibomio



Tumor